


Anti-Von-Willebrand-Faktor (Vwf) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P04275

Artikelnummer: CM0007546



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen von-Willebrand-Faktor (VWF) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human und Maus; Immunogen umfasst Aminosäuren 2645-2813. Unterstützt die Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	von-Willebrand-Faktor (VWF) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
Spezies	Human
GeneID (Human)	7450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2645-2813 des humanen von-Willebrand-Faktors (VWF) (NP_000543.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P04275
Proteingewicht	309kDa
Versand	Eisbeutel