

Anti-Vps54 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Artikelnummer: CM0016337

Einführung

Kaninchen-anti-VPS54-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines VPS54. Geeignet zur Untersuchung des retrograden Transports, der Funktion des GARP-Komplexes und der Tumorentigenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS54-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51542
GeneID	51542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 420-720 des humanen VPS54 (NP_001005739.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P1Q0
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Kühlakku