

Anti-Wdfy4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zs81

Artikelnummer: CM0028235

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WDFY4, geeignet für WB und ELISA. Zielprotein: WD-repeat- und FYVE-Domänenhaltiges Protein 4, entscheidend für die Kreuzpräsentation dendritischer Zellen und B-Zell-Autophagie. Für humane Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDFY4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C10orf64; WDFY4
Spezies	Human
GeneID (Human)	57705
GeneID	57705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 des humanen WDFY4 (NP_065996.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6ZS81
Proteingröße	354kDa
Versand	Eisbeutel