


Anti-Wdr61-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzs3

Artikelnummer: CM0018129



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WDR61 (SKIC8/REC14) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt die 34-kDa-Untereinheit des PAF1/SKI-Komplexes, die an der Transkriptionsregulation und dem RNA-Abbau beteiligt ist. Geeignet für die Epigenetik- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR61-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SKI8; REC14; WDR61
Art	Mensch
Gen-ID	80349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-305 des humanen WDR61 (NP_079510.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZS3
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku