

Anti-Wfs1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O76024

Artikelnummer: CM0023801

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WFS1 (Wolframin), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte WFS1. Ideal für die Erforschung von ER-Stress, Kalzium-Homöostase und Wolfram-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WFS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7466
GenID	7466
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-285 von humanem WFS1 (NP_005996.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch,Maus,Ratte
SWISS	O76024
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel