

Anti-Wipi1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Mnz9

Artikelnummer: CM0008274

Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes WIPI1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt eine Bande von 49 kDa und reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIPI1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ATG18; ATG18A; WIPI49; WIPI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55062
Gen-ID	55062
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5MNZ9
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel