

Anti-Wnt2B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93097

Artikelnummer: CM0003376

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen WNT2B (WNT13), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges WNT2B. Ideal für die Forschung an Wnt-Signalwegen und Lungenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT2B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	WNT13; WNT2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-300 von menschlichem WNT2B (Q93097) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93097
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel