

Anti-Wnt5A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41221

Artikelnummer: CM0002578

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes WNT5A. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für humanes WNT5A mit einem Molekulargewicht von 42 kDa. Geeignet für Forschung zum Wnt-Signalweg und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT5A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	hWNT5A, WNT5A
Spezies	Mensch
GeneID	7474
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 281-380 des humanen WNT5A, P41221)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41221
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel