


Monoklonaler Anti-Xpd/Ercc2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18074

Artikelnummer: CM0002103



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-XPB/ERCC2-Antikörper für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von transkriptionsgekoppelter Nukleotid-Exzisionsreparatur und der Funktion des TFIIH-Komplexes. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 87 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPB/ERCC2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	EM9; TTD; XPB; TTD1; COFS2; TFIIH; XPB/ERCC2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2068
GenID	2068
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem XPB/ERCC2 entspricht (P18074)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18074
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel