


Anti-Yap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0014490



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YAP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt den Hippo-Signalweg-Transkriptionskoaktivator YAP1 (P46937). Ideal für Zellsignal- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10413
GeneID	10413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 155-504 von humanem YAP1 (NP_001123617.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel