


Anti-Yap1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0018442



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YAP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung der Hippo-Signalübertragung und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	YAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10413
Gen-ID	10413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 155-504 des humanen YAP1 (NP_001123617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46937
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku