


Anti-Ykl-40/Chi3L1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q61362

Artikelnummer: CM0028504



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen Maus YKL-40/CHI3L1 (CHI3L1; BRP39; GP39). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch. Beteiligt an Entzündungen, Gewebsumbau und antimikrobiellen Reaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKL-40/CHI3L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1116
GenID	12654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-389 von Maus YKL-40/CHI3L1 (NP_031721.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q61362
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel