

Anti-Zdhhc18 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

Artikelnummer: CM0017745

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ZDHHC18 (DHHC18), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte; ideal für die Erforschung der Palmitoylierung und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZDHHC18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 301-388 von menschlichem ZDHHC18 (NP_115659.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUE0
Proteinmasse	42kDa
Versand	Eisbeutel