

Anti-Zdhhc5 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9C0B5

Artikelnummer: CM0019477

Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper gegen ZDHHC5, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines ZDHHC5 (78 kDa), eine Palmitoyltransferase, die Zelladhäsion, Immunität und Fettsäureaufnahme reguliert. Ideal für IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZDHHC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHHC5, ZNF375
Spezies	Mensch
Gen-ID	25921
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-230 von menschlichem ZDHHC5 entspricht (NP_056272.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0B5
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel