


Anti-Zeb1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37275

Artikelnummer: CM0008574



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-ZEB1-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf Transkriptionsfaktor 8 ab, einen Repressor von E-Cadherin, der an der epithelial-mesenchymalen Transition beteiligt ist. Kreuzreagiert mit humanem und Ratten-ZEB1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZEB1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6935
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem ZEB1 entspricht (NP_110378.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P37275
Proteinmasse	124 kDa
Versand	Eisbeutel