


Anti-Zfp36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26651

Artikelnummer: CM0018967



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZFP36 (Tristetraprolin), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von mRNA-Abbau, Entzündung und Tumorsuppressionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFP36 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TTP; G0S24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7538
Gen-ID	7538
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230-326 des humanen ZFP36 (NP_003398.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26651
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel