

Anti-Zhx2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X8

Artikelnummer: CM0023674



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches ZHX2 gerichtet ist, einen Transkriptionsrepressor, der an der Netzhautentwicklung und der Aufrechterhaltung neuraler Vorläuferzellen beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZHX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAF; AFR1; ZHX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22882
GenID	22882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 488-837 von menschlichem ZHX2 (NP_055758.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6X8
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel