

Anti-Zic3-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 060481

Artikelnummer: CM0027689



Einführung

CamelBio bietet einen gegen ZIC3 gerichteten polyklonalen Kaninchen-Antikörper an, der für Western Blot und ELISA validiert wurde und Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte aufweist. Ideal für die Untersuchung von Entwicklungsprozessen und Links-Rechts-Asymmetrie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZIC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Spezies	Mensch
GenID	7547
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem ZIC3 (NP_003404.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60481
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel