

Anti-Zip8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9C0K1

Artikelnummer: CM0024295

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ZIP8 (SLC39A8) gerichtet ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zink/Mangan-Transport und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZIP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Spezies	Human
GenID (Human)	64116
GenID	64116
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem ZIP8 (NP_071437.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9C0K11
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel