

Anti-Zmiz2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nf64

Artikelnummer: CM0021803

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZMIZ2, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Co-Aktivierung von Kernrezeptoren und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZMIZ2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83637
Gen-ID	83637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem ZMIZ2 (NP_001287888) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NF64
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel