

Anti-Znf24-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17028

Artikelnummer: CM0028196



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-ZNF24-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-ZNF24 (KOX17/RSG-A). Geeignet für Studien zu Transkriptionsfaktoren und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7572
GenID	7572
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 169-368 von menschlichem ZNF24 (NP_008896.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P17028
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel