

Anti-Znf433 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Artikelnummer: CM0015573

Einführung

Anti-ZNF433 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ZNF433, einen mutmaßlichen Zinkfinger-Transkriptionsregulator. Geeignet für Studien zur Genregulation und zu nukleären Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF433 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF433
Spezies	Human
GeneID (Human)	163059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 564-673 von humanem ZNF433 (NP_001073880.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N7K0
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eistasche