

Anti-Znf562 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q6V9R5

Artikelnummer: CM0015605

Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen ZNF562, ein Zinkfingerprotein, das an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Genexpression und nukleären Lokalisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF562 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF562
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54811
GenID	54811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des menschlichen ZNF562 (NP_001123503.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6V9R5
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel