

Anti-Znf566 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q969W8

Artikelnummer: CM0020027

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ZNF566, validiert für Western Blot und ELISA. Entwickelt für Studien zur Transkriptionsregulation; erkennt ein 49 kDa nukleäres Zinkfingerprotein. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF566 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ZNF566; Zinkfingerprotein 566; 66
Spezies	Mensch
GeneID	84924
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-154 von menschlichem ZNF566 (NP_001138816.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q969W8
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel