

Polyklonaler Anti-Znf652-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2D9

Artikelnummer: CM0022935

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF652, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von etwa 70 kDa. Ideal für Untersuchungen zur Transkriptionsrepression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF652-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF652
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22834
Gen-ID	22834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-74 des humanen ZNF652 (NP_055712.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2D9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku