

Anti-Znf652 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2D9

Artikelnummer: CM0023648

Einführung

CamelBio liefert diesen Kaninchen-anti-ZNF652-poliklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA, der den Transkriptionsrepressor ZNF652 in Proben von Mensch, Maus und Ratte erkennt. Ideal für Forschung zu Genregulation und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF652 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22834
Gen-ID	22834
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-74 des menschlichen ZNF652 (NP_055712.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2D9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel