

Anti-Znf70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uc06

Artikelnummer: CM0016268

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF70, validiert für WB und ELISA. Erkennt ZNF70 in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und nukleär lokalisierter Zinkfinger-Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cos17, ZNF70
Spezies	Human
GeneID (human)	7621
GeneID	7621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem ZNF70 (NP_068735.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UC06
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche