


Antxr1 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q9H6X2

Artikelnummer: CM0029550



Einführung

ANTXR1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus. Ziel ist das Anthrax-Toxin-Rezeptor 1/TEM8, ein Protein für Zelladhäsion und -migration. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANTXR1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ATR; GAPO; TEM8; ANTXR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84168
GenID	84168
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 84-333 von menschlichem ANTXR1 (NP_060623.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H6X2
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel