


Ap2B1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Artikelnummer: CM0022064



Einführung

AP2B1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf die AP-2-Komplex-Untereinheit Beta ab, die an der Clathrin-vermittelten Endozytose beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaften und Membrantrafficking-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	163
GenID	163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 752-951 von menschlichem AP2B1 (NP_001025177.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63010
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel