

Aven Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqs1

Artikelnummer: CM0017679

Einführung

AVEN (PDCD12) kaninchenpolyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-AVEN, einen Zelltodregulator, der vor Apaf-1-vermittelter Apoptose schützt. Ideal für Apoptosestudien in Hoden, Eierstöcken, Thymus und anderen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVEN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDCD12; AVEN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57099
Gen-ID	57099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 203-362 von menschlichem AVEN (NP_065104.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NQS1
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel