

C-Maf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75444

Artikelnummer: CM0008176

Einführung

Kaninchen monoklonaler c-Maf Antikörper, validiert für WB, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Ziel ist der Transkriptionsfaktor Maf (38kDa). Ideal für Linsenentwicklungs-, Th2-Zellen- und Onkogen/Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Maf Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Spezies	Human
GeneID (human)	4094
GeneID	4094
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 274-373 von humanem c-Maf (O75444) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75444
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eistasche