

Casc5 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31

Artikelnummer: CM0017026



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CASC5/KNL1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-Protein, geeignet für Studien zu Kinetochoren und dem Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CASC5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57082
Gen-ID	57082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem CASC5 (NP_733468.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8NG31
Proteinmolekulargewicht	265 kDa
Versand	Eisbeutel