

Ccar2/Dbc1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Artikelnummer: CM0019490



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CCAR2/DBC1 (p30 DBC) für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. Zur Untersuchung der Funktionen bei Apoptose, Transkriptionsregulation und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCAR2/DBC1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; Zellzyklus- und Apoptoseregulator 2; CCAR2/DBC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen CCAR2/DBC1 (NP_066997.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N163
Proteingewicht	102 kDa/103 kDa
Versand	Eisbeutel