

Cdk1/2 Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Artikelnummer: CM0006408



Einführung

CDK1/2 Rabbit Polymab® ist ein rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDK1/CDK2, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	983/1017
Gen-ID	983/1017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 199-298 des humanen CDK1/2 (P24941) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P06493/P24941
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel