

Cdk9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50750

Artikelnummer: CM0013116



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDK9, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation, zum Zellzyklus und zur Chromatinmodifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1025
GeneID	1025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 153-372 des humanen CDK9 entspricht (NP_001252.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku