

Gespaltenes Gasdermin B (C-Terminus), Monoklonaler Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tax9

Artikelnummer: CM0007704



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen gespaltenes Gasdermin B (C-Terminus) für Western Blot und ELISA. In humanen Proben validiert, gegen das C-terminale Fragment nach Granzyme-vermittelter Spaltung gerichtet. Ideal für die Erforschung von Pyroptose und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen gespaltenes Gasdermin B (C-Terminus)
Bemerkungen/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gespaltenes Gasdermin B (C-Terminus)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55876
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Bereich um Ser245 des humanen Gasdermin B (NP_001159430.1) abdeckt
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TAX9
Proteingewicht	18 kDa/45 kDa/46 kDa/47 kDa
Versand	Kühlakku