

Dap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51397

Artikelnummer: CM0030232

Einführung

Erkunden Sie CamelBios DAP-Kaninchen-Polyklonalen Antikörper (P51397) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose-, Autophagie- und Translationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP1; DAP
Spezies	Human
GenID (Human)	1611
GenID	1611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-102 von humanem DAP (NP_004385.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51397
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel