

Dlx5 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - P56178

Artikelnummer: CM0009354



Einführung

Der monoklonale DLX5-Kaninchenantikörper erkennt humanes DLX5, einen Transkriptionsfaktor, der für die Osteoblastendifferenzierung und Knochenentwicklung essenziell ist. Anwendungen: WB, ELISA. Ideal für die Forschung in der Knochenbiologie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLX5 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1749
Gen-ID	1749
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen DLX5 (P56178) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P56178
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel