

Dmp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Artikelnummer: CM0005574

Einführung

Anti-DMP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches Dentin-Matrix-saures Phosphoprotein 1 (DMP1), 56 kDa, beteiligt an Knochen- und Zahnmineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1
Spezies	Mensch
GenID	1758
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 413-513 von menschlichem DMP1 (NP_004398.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13316
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel