


Dnmt3A Kaninchen Pab Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K1

Artikelnummer: CM0021398



Einführung

Hochaffines Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNMT3A, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-DNMT3A. Geeignet für Studien zur de novo DNA-Methylierung und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT3A Kaninchen pAb
Bemerkungen / Aliase	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIa; DNMT3A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1788
Gen-ID	1788
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-132 von humanem DNMT3A (NP_072046.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K1
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel