

E2F6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Artikelnummer: CM0027995

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen E2F6-Transkriptionsfaktor. Geeignet für WB-, IF/ICC-, IP-, ELISA- und ChIP-Anwendungen. Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Nützlich für die Forschung zu Zellzyklus und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F6 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	E2F-6; E2F6
Spezies	Human
GeneID	1876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-281 des humanen E2F6 (NP_937987.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75461
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel