


Ech1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13011

Artikelnummer: CM0013466



Einführung

ECH1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit humanem, murinem und rattem ECH1; zielt auf Delta(3,5)-Delta(2,4)-Dienoyl-CoA-Isomerase in der Beta-Oxidation von Fettsäuren ab; für mitochondriale und peroxisomale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPXEL; ECH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1891
GenID	1891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-328 von humanem ECH1 (NP_001389.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13011
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel