

Enpep Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q07075

Artikelnummer: CM0012858



Einführung

ENPEP Kaninchen pAb (APA/CD249/gp160) ist ein polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humaner und muriner Glutamyl-Aminopeptidase in WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Hypertonie und Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPEP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	APA; CD249; gp160; ENPEP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2028
GenID	2028
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q07075
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel