


Fam50A-Kaninchen-Mab (Monoklonaler Anti-Fam50A-Antikörper) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14320

Artikelnummer: CM0007163



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FAM50A, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus- und Rattenproteinen. Ideal zur Untersuchung der Regulation des Prä-mRNA-Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM50A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9130
GeneID	9130
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen FAM50A entspricht (NP_004690.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14320
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku