

Fgf23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Artikelnummer: CM0027147



Einführung

FGF23 Kaninchen-pAb validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Reguliert Phosphat- und Vitamin-D-Stoffwechsel; essentiell für die Knochenkrankheitsforschung. 28kDa Ziel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF23 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8074
Gen-ID	8074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-251 von humanem FGF23 (NP_065689.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV9
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel