


Folat-Bindendes Protein (Fbp) / Folr1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15328

Artikelnummer: CM0002249



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Folat-bindendes Protein / FOLR1, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Folatrezeptor-Forschung und Studien zu epithelialen Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Folat-bindendes Protein (FBP) / FOLR1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folat-bindendes Protein (FBP) / FOLR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2348
GeneID	2348
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Folat-bindenden Proteins (FBP) / FOLR1 (NP_000793.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15328
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel