

Foxl2 Kaninchen Pab Für Wb, If-P, Elisa - P58012

Artikelnummer: CM0020758



Einführung

Entdecken Sie den FOXL2 Kaninchen polyklonalen Antikörper (pAb), validiert für Western Blotting (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-FOXL2, einem nukleären Transkriptionsfaktor, der für die Eierstockentwicklung essenziell ist und die Hodenbestimmung unterdrückt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	668
GenID	668
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-376 von menschlichem FOXL2 entspricht (NP_075555.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58012
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel