

Fshb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Artikelnummer: CM0010310



Einführung

Validierter FSHB Kaninchen monoklonaler Antikörper für IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Ratten-FSHB. Ideal für reproduktionsbiologische Forschung zu Follikelentwicklung und Spermatogenese, zielgerichtet gegen die Beta-Untereinheit des follikelstimulierenden Hormons.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSHB Kaninchen mAk
Bemerkung/Alias	HH24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2488
GenID	2488
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-116 des menschlichen FSH alpha/beta (NP_000726.1/NP_000501.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01225
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel