

Hdac5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Artikelnummer: CM0027130



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HDAC5 gerichtet ist, eine Histondeacetylase, die an der epigenetischen Regulation und Muskelentwicklung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zur transkriptionellen Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10014
Gen-ID	10014
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem HDAC5 (NP_005465.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UQL6
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel