


Hexa Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Artikelnummer: CM0030222



Einführung

HEXA Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen beta-Hexosaminidase-Untereinheit alpha. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu lysosomalen Speicherkrankheiten und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEXA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TSD; HEXA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-529 des menschlichen HEXA (NP_000511.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06865
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel